

Descripción

Hay disponibles dos tipos de válvulas de purga SD de Rhino:

- Válvula de bola
- Aguja y asiento

Válvulas de purga de bola

Ver la figura 1. Las válvulas de purga de bola están disponibles para el soporte de cubo de 5 galones (1) y el soporte de 33/55 galones (2). Las válvulas de purga consiguen en flujo completo dando la manivela de la válvula (3) un giro de $\frac{1}{4}$.




Figura 1 Válvulas de purga de bola típicas

Válvulas de purga de aguja y asiento

Ver la figura 2. La válvula de purga de aguja y asiento (1) está diseñada para ser utilizada en el soporte de cubo de 5 galones y en el soporte de 33/55 galones.



No abrir la válvula de purga de aguja y asiento más de dos o tres vueltas. La válvula de purga y el material podrían desprenderse del cuerpo de la válvula, provocando así lesiones personales.

La válvula de purga de aguja y asiento alcanza el flujo completo girando el tornillo de retención (2) en dos o tres ocasiones.




Figura 2 Válvulas de purga de aguja y asiento

Piezas de repuesto

Para pedir piezas de repuesto, llamar a Nordson International o al representante local de Nordson.

Válvula de purga para soporte de cubo de 5 galones

Ver la figura 3 y la siguiente lista de piezas.




Figura 3 Válvula de purga para soporte de cubo de 5 galones

Ítem	P/N	Descripción	Ca nt.
—	1042461	Ball valve, small frame	1
1	1010570	• Adapter, $\frac{1}{4}$ SAE x $\frac{1}{4}$ NPT, with Viton O-ring	1
2	1024756	• Plate	1
3	1042460	• Label	1
4	972050	• Connector, male 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{1}{4}$	1
5	146496	• Valve, 2-way	1
6	973151	• Ell, pipe, 90, $\frac{1}{4}$	1
7	900223	• Lubricant, O-ring	AR
8	900481	• Adhesive, pipe thread	AR
AR: Según las necesidades			

Válvula de purga para soporte de 30/55 galones

Ver la figura 4 y la siguiente lista de piezas.




Figura 4 Válvula de purga para soporte de 30/55 galones

Ítem	P/N	P/N	Descripción	Cant.
—	1042481		Bleed valve	1
—		1057788	Bleed valve, stainless steel	1
1	1042489	1057801	• Adapter, 7/16-20 x 1/4 NPT, with Viton, O-ring, stainless steel	1
2	124698	160559	• Body, stainless steel	1
3	124697	160560	• Poppet, screw stainless steel	1
4	1042460	1042460	• Label	1
5	1024756	1024756	• Plate	1
6	900223		• Lubricant, O-ring	AR
6		156289	• Mobil SHC 634	AR
7	900481	900481	• Adhesive, pipe thread	AR

AR: Según las necesidades

Válvula de purga para soporte de cubo de 5 galones y soporte de 33/55 galones

Ver la figura 5 y la siguiente lista de piezas.




Figura 5 Válvula de purga

Ítem	P/N	P/N	Descripción	Cant.
—	1042481		Bleed valve	1
—		1057788	Bleed valve, stainless steel	1
1	1042489	1057801	• Adapter, 7/16-20 x 1/4 NPT, with Viton, O-ring, stainless steel	1
2	124698	160559	• Body, stainless steel	1
3	124697	160560	• Poppet, screw stainless steel	1
4	1042460	1042460	• Label	1
5	1024756	1024756	• Plate	1
6	900223		• Lubricant, O-ring	AR
6		156289	• Mobil SHC 634	AR
7	900481	900481	• Adhesive, pipe thread	AR

AR: Según las necesidades

Fecha de copyright original 2004. Nordson, el logotipo de Nordson, y Rhino son marcas comerciales registradas de Nordson Corporation.

El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.